

 本PDF文件由 爱化学 ichemistry.cn 免费提供，全部信息请点击83382-89-2，若要查询其它化学品请登录CAS号查询网	
如果您觉得本站对您的学习工作有帮助，请与您的朋友一起分享:) 爱化学www.ichemistry.cn	
CAS Number:83382-89-2 基本信息	
中文名:	季铵乙基葡聚糖凝胶A-50离子交换树脂; 季铵乙基葡聚糖凝胶A-50; QAE-葡聚糖凝胶A-50; 季铵乙基交联右旋糖酐
英文名:	Cross-linked dextran gel QAE A-50
CAS登录号:	83382-89-2
物理化学性质	
性质描述:	季铵乙基葡聚糖凝胶A-50离子交换树脂(83382-89-2)的性状: 微珠状易流动干燥粉末。 系在葡聚糖凝胶G-50上引入二乙基-(2-羟丙基)氨基乙基的强碱性阴离子交换剂。 在 水 、盐溶液、碱性或 酸 性溶液中稳定。 耐热压消毒，但应避免与强氧化剂接触。 在各种电介质溶液中都能溶胀。 不溶于各种溶剂。 可再生使用。 交换容量3.5±0.5mmol/g。血红蛋白交换量5g/g。平衡离子Cl ⁻ 。 干微珠直径40~120μm。
CAS#83382-89-2化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)	
将来试剂—打造最具性价比试剂品牌 专业从事83382-89-2及其他化工产品的生产销售 021-61552785 供应商信息已更新且供应商的链接失效，请登录爱化学 CAS No. 83382-89-2 查看 若您是此化学品供应商，请按照 化工产品收录 说明进行免费添加	
其他信息	
产品应用:	季铵乙基葡聚糖凝胶A-50离子交换树脂(83382-89-2)的用途: 用于离子交换色谱，用于分离蛋白质、多肽、生物碱、酶及多核苷酸。
生产方法及其他:	季铵乙基葡聚糖凝胶A-50离子交换树脂(83382-89-2)的贮存: 本品应密封于干燥处保存。
相关化学品信息	
乙酸-6-溴-2-[4-(二乙氨基)苯基]-1-乙基苯并[CD]呋喃鎓盐 83783-47-5 83966-40-9 83763-28-4 83544-81-4 83555-74-2 83559-38-0 83966-24-9 2-苯基-1,3-茚满二酮 83461-84-1 83588-58-3 83711-44-8 83721-52-2 83335-41-5 83763-22-8 461	
生成时间2015-12-5 19:22:44	